

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 28.08.2018	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI094	Alzamalati da letto con testata – serie TULIPANO
-------	--

Destinazione d'uso

Alzamalati da Letto per degenza ospedaliera o domiciliare con testata

Caratteristiche principali

Struttura molto robusta in tubolare cilindrico di acciaio cromato rinforzato \varnothing 30 mm, di facile assemblaggio grazie agli attacchi serrati tramite volantino. Maniglia ergonomica in ABS regolabile in altezza tramite cinghia in polietilene.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Repertorio dei Dispositivi Medici	1737270
Codice GMDN	34868
Codice di classificazione CND	Y181230
Codice nomenclatore Dm 332/99	12.30.09.103
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

PESO E DIMENSIONI

Larghezza	11 Cm
Profondità	65 Cm
Altezza	155 Cm
Portata Max	75 Kg
Peso	6 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Supporto	ABS