

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 01 – 27.12.2023 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

| | |
|-------|---------------------------|
| PO420 | Poltrona elevabile MYRTHO |
|-------|---------------------------|

Destinazione d'uso

Le poltrone elevabili MOPEDIA sono destinate per la seduta e per il riposo del paziente in ambienti interni

Caratteristiche principali

Poltrona elevabile MYRTHO, pensata per il relax ed il riposo della persona. Seduta con imbottitura e strato di 2cm di memory foam. Schienale in fiocco di poliestere anallergico a densità differenziate, studiati appositamente per mantenere una posizione corretta. Braccioli ed alette laterali estraibili. Dotata di 4 ruote da 75mm di cui 2 con freno. Maniglione di spinta sullo schienale. Struttura in acciaio verniciato, tessuto tecnico, antimacchia, idrorepellente, antiacaro, antimicrobico, antibatterico e traspirante. Monta due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiatesta separatamente, consentendo così di ottenere più posizioni, da quella adatta per la lettura o la visione della televisione, a quella di rilassamento e/o digestione. La poltrona è inoltre dotata della funzione alzain piedi, grazie ad un motore che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo di sollevamento, la persona seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando così la messa in piedi della persona. Le regolazioni delle varie posizioni dello schienale e del poggiatesta avvengono tramite un pratico telecomando dotato di quattro pulsanti, facile da usare.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

| | |
|---|----------------|
| Fabbricante | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione | EXTRA UE |
| Classe di dispositivo | Classe I |
| Codice di classificazione GMDN | 10796 |
| Codice di classificazione EMDN – CND | V08020101 |
| Repertorio Dispositivi Medici | 2506288 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Peso Max sopportabile | 130 Kg |
| Confezionamento | Scatola di Cartone |
| Peso | 58 Kg |
| Numero motori | 2 |
| Parti motorizzate | 3 – Seduta, Schienale, Poggia gambe |
| Alimentazione | 230V 50/60Hz |
| Assorbimento | Max 110W W |

MATERIALI PRINCIPALI

| | |
|------------------------------|---|
| Telaio | Acciaio verniciato a polveri e legno |
| Imbottitura schienale | Fiocco siliconato di poliestere densità differenziata |
| Imbottitura seduta | Poliuretano |
| Densità schienale | 18-22 Kg/m ³ |
| Densità pediera | 18 Kg/m ³ |
| Densità seduta | 35 Kg/m ³ |
| Densità braccioli | 40 Kg/m ³ |
| Tessuto | Poliestere |
| Latex Free | SI |


FUNZIONI DISPONIBILI

| | |
|----------------|--------------|
| Total relax | Posizione TV |
| Metti in piedi | |

VARIANTI

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| PO420B – Tessuto LUX 14 Rosso | PO420G – Tessuto LUX 23 Grigio |
| PO420R – Tessuto LUX 14 Rosso | PO420S – Tessuto LUX 03 Sabbia |

DIMENSIONI

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PO420x | 52 | 48 | 41 | 71 | 90 | 61 | 112 | 162 | 153 | - | 130 | 58 |

(*) tolleranza +/- 1 Cm

ACCESSORI OPZIONALI

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| POA305 | Batteria tampone |
| POA306 | Tavolino |
| POA408X | Kit copri poltrona – copribracciolo |