

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 06 – 11.09.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RS815	Sedile per bagno pieghevole
Destinazione d'uso	
Ausilio per facilitare la seduta di persone disabili o con difficoltà motorie durante le operazioni di pulizia in bagno	
Caratteristiche principali	
Sedile da bagno e/o doccia pieghevole, costruito in acciaio verniciato, sedile in polietilene, materiali interamente antiruggine. Puntali in gomma antiscivolo.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	3078065
Conformità CE	2017/745
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio verniciato
Sedile	Polietilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

DIMENSIONI	
Larghezza	<i>49 Cm</i>
Profondità	<i>38 Cm</i>
Seduta	<i>49 x 29 Cm</i>
Altezza Seduta	<i>47 Cm</i>
Peso	<i>3,2 Kg</i>
<i>Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro</i>	