

**RS890**      **Tavolino da letto 2 piani – Sollevamento automatico**
**Destinazione d'uso**

I tavolini da letto MOPEDIA sono destinati principalmente a pazienti allettati ove si prevede il consumo dei pasti a letto o in poltrona.

**Caratteristiche principali**

Tavolino a due piani realizzati con la struttura in acciaio e piano laminato. Bordo antiurto in polietilene. Regolabile in altezza ed inclinazione. Sollevamento automatico. Colori disponibili: Marrone Naturale, Marrone Scuro

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>31220</i>
<b>Codice di classificazione EMDN - CND</b>	<i>Y1803</i>
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	<i>2234337</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Acciaio</i>
<b>Piano</b>	<i>Laminato plastico</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

**DIMENSIONI**

<b>Piano grande</b>	<i>56 x 38,5 Cm</i>
<b>Piano piccolo</b>	<i>20 x 38,5 Cm</i>
<b>Altezza</b>	<i>74 – 119 Cm</i>
<b>Diametro ruote</b>	<i>5 Cm</i>
<b>Altezza da terra della base</b>	<i>9 Cm</i>

DIMENSIONI	
<b>Portata</b>	<i>20 Kg</i>
<b>Peso prodotto</b>	<i>11 Kg</i>
VARIANTI	
<b>RS890M – Colore Marrone scuro</b>	<b>RS890N – Colore Marrone Naturale</b>