

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 29.02.2024	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

SC200	Scarpe fisiologiche elasticizzate
-------	-----------------------------------

Destinazione d'uso

Le calzature ortopediche MOPEDIA sono indicate per la protezione del piede nel quadro di un trattamento conservativo, post-operatorio e/o preventivo.

Caratteristiche principali

Scarpe fisiologiche in materiale elasticizzato. Apertura anteriore. Chiusura a velcro. Contrafforte rigido. Vendita a Paio.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13576
Codice di classificazione EMDN – CND	Y061203
Repertorio Dispositivi Medici	2545767

MATERIALI PRINCIPALI

Suola	EVA
Velcro	Poliestere
Rifiniture	Nylon
Interno	Poliestere

VARIANTI

SC200-35	SC200-36
SC200-37	SC200-38
SC200-39	SC200-40
SC200-41	SC200-42
SC200-43	SC200-44
SC200-45	