

AU12x

Pinze da presa

Destinazione d'uso

Ausilio per facilitare la presa di oggetti da parte di persone con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Pinze prensili in alluminio anodizzato e materiale plastico per persone con una ridotta capacità

Immagine del prodotto



Cod. prodotto **AU120**
Pinza prensile - 67 cm

Testa orientabile in più posizioni con gancio per raggiungere abiti o altro ed un piccolo magnete per attrarre oggetti metallici. Non afferrare oggetti con peso superiore ai 2 kg.



Cod. prodotto **AU121**
Pinza prensile - 55 cm

Testa orientabile in più posizioni con supporto a ventose antiscivolo per una maggiore presa. Non afferrare oggetti con peso superiore ai 2 kg.



Cod. prodotto **AU122**
Pinza prensile - 71 cm

Testa orientabile in più posizioni, dotata di forcella rivestita in gomma antiscivolo per una presa sicura su qualsiasi oggetto. Non afferrare oggetti con peso superiore ai 2 kg.



Cod. prodotto **AU123**
Pinza prensile - 74 cm

Testa dotata di estremità seghettata per afferrare al meglio anche oggetti di piccole dimensioni. Non afferrare oggetti con peso superiore ai 2 kg.

RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	30096
Codice Classificazione CND	Y242103

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Impugnatura	ABS
VARIANTI PRODOTTO	
AU120 AU121 AU122 AU123	
Portata	2 Kg
RDM	
AU120	1442416
AU121	1442418
AU122	1442419
AU123	1442420