

BC100

Barella da corsia SKEMA

Destinazione d'uso

Le barelle da corsia della linea SKEMA by MORETTI S.P.A sono dispositivi destinati al trasferimento di pazienti in ambito sanitario.

Caratteristiche principali

Struttura in acciaio verniciato a polveri. Altezza fissa. Quattro ruote da 200mm di cui due con freno stabilizzatore. Inclinazione dello schienale a cremagliera fino a 70°. Paracolpi angolari. Materasso con fodero a zip su tre lati opzionale realizzato con materiali 1IM impermeabile, antibatterico e lavabile.

Immagine prodotto




RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35892
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050101
Repertorio dei Dispositivi Medici	2436784

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio verniciato a polveri
Imbottitura materasso (opzionale)	Poliuretano densità 30
Fodero (opzionale)	Poliestere 42% - Poliuretano 58%

PESO E DIMENSIONI				
Dimensioni piano	200 x 65 Cm			
Ingombro barella	212 x 72 Cm			
Altezza piano	74 Cm			
Peso barella	32 Kg			
Peso massimo paziente	180 kg			
Carico di lavoro sicuro (SWL)	215 Kg			
Inclinazione schienale	Da 0 a 70°			
RIFERIMENTI DIMENSIONALI (misure in cm)				
	A	B	C	D
	212	200	74	80
	E	F	G	H
	72	32	72	65
ACCESSORI OPZIONALI				
BCA110	Coppia sponde laterali			
BCA111	Porta bombola in acciaio diametro 19 Cm			
BCA112	Cassetto portaoggetti 45 x 23 Cm			
BCA113	Asta porta flebo in acciaio inox 4 ganci inox			
BCA115	Asta porta flebo in alluminio 2 ganci in plastica			
BCA114	Materasso con fodero 7 Cm			
Foto completa di accessori opzionali				