

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO		Rev. 02 – 26.06.2026		Modulo STD
BCA114		Materasso per barella da corsia BC100.		
Destinazione d'uso				
Accessorio da applicare sulla barella da corsia BC100 destinata al trasferimento dei pazienti in ambito sanitario.				
Caratteristiche principali				
Materasso in poliuretano espanso ignifugo, densità 30, spessore 7 cm. Fodero Ignifugo in poliestere e poliuretano, bielastico, traspirante, impermeabile, anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati.				
Immagine prodotto				
				
RIFERIMENTI FABBRICANTE				
Fabbricante		MORETTI S.P.A.		
Paese di produzione		ITALIA		
Classe di dispositivo		Classe I		
Codice di classificazione GMDN		35892		
Codice di classificazione EMDN – CND		V08050101		
Repertorio dei Dispositivi Medici		2436792		
MATERIALI PRINCIPALI				
Esterno		42% Poliestere e 58% Poliuretano		
Peso Fodero		Peso: 125 gr/m2 +/-10 gr/m2		
Peso imbottitura		3,6 Kg		
Resistenza al fuoco		Materiali 1IM		