

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 05 – 26.06.2026	

CL200	Carrozzina superleggera ATMOS
Destinazione d'uso	
Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile. Seduta regolabile in profondità. Schienale tensionabile a 5 punti. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere pneumatiche e corrimano in alluminio verniciato. Ruote anteriori con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione. Freno di stazionamento. Fiancata proteggi abiti. Pedana unica ribaltabile. Cinturino ferma polpacci.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389199
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.060
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.012
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI													
Struttura							Alluminio						
Seduta							Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2						
Ruote anteriori							PU						
Ruote posteriori							Pneumatiche						
Freni							Alluminio						
VARIANTI													
CL200B-xx – Struttura bianca							CL200N-xx – Struttura nera						
CL200R-xx – Struttura rossa													
Misure disponibili 38 – 40 – 42 – 44 – 46 Cm													
DIMENSIONI													
Misure in CM												Portata MAX	
CL200*-38	85	40÷50	Fronte 50÷55 Retro 44÷49	38	31÷41	56	35	12,4 Kg	60	12	optional	120 Kg	
CL200*-40				40		58							
CL200*-42				42		60							
CL200*-44				44		62							
CL200*-46				46		64							
*A seconda del colore telaio scelto:												Misure in cm indicative	
ACCESSORI OPZIONALI													
CLA210			BRACCIOLI RIBALTABILI										
CLA211			PEDANE SEPARATE										
CLA212			PEDANA INTERA										
CLA215			RUOTE ANTERIORI 10CM										
CLA216			RUOTE ANTERIORI 15CM										
CLA217			RUOTE ANTERIORI 17,5CM										
CLA220			RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO										
CLA221			RUOTINE PASSAGGI STRETTI										
CLA230			RUOTE POSTERIORI PIENE 24“										
CLA231			RUOTE POSTERIORI PNEUMATICI 24”										
CLA232			ANELLI AUTOSPINTA SUPERGRIP										
CLA240			MANIGLIE POSTERIORI REGOLABILI										
CLA241			FRENI RADIALI										
CLA242			KIT VARIAZIONE SEDUTA										
CLA243			KIT POGGIATESTA										
CLA244			KIT PROLUNGA SCHIENALE										
CLA245			CINTURINI FERMA PIEDI										
CLA250P			KIT RUOTE IN COLORE										