

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 13.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CN200	Scooter elettrico ARDEA MOBILITY 200
-------	--------------------------------------

Destinazione d'uso

Scooter elettrico destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

Lo scooter elettrico per disabili ed anziani a 4 ruote "CN200" è il modello più piccolo e compatto della serie Ardea Mobility. Adatto per un utilizzo in ambienti ristretti sia interni che esterni. La struttura di ingombro minimo lo rendono semplice da riporre e trasportare. Realizzato in struttura di acciaio con carenatura in ABS. Ottimo comfort di guida grazie al sedile contenuto ma imbottito ruotante a 360°, con schienale ribaltabile in avanti e braccioli ribaltabili e regolabili in larghezza con manubrio regolabile in inclinazione, completo di cestino frontale. Alimentato da due batterie da 12V. L'efficiente motore da 270W permette di raggiungere una velocità di 6 Km/h, per una autonomia superiore agli 11 Km.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	31139
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.21.27.006 - Riconducibile
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.23.03.006
Numero RDM	2210573
Codice Classificazione CND	Y122124
Peso Max	113 Kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Velocità massima	6 Km/h
Raggio di sterzata	123 Cm
Massima pendenza stimata superabile*	12° - 21%
Superamento ostacolo	5 Cm
Autonomia **	11 Km
Batterie	2Pz – 12V 12Ah
Larghezza seduta	38 Cm

* Il termine **pendenza stimata (rated slope)** è definito nella norma EN12184:2014

** L'autonomia dello scooter può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caricabatteria	2A - Esterno – 220V – 50 Hz
Elettronica Controller	PG S-45 A
Motore	270 W di picco
Tipo freno	Elettromeccanico (No freno di stazionamento)

PESO E DIMENSIONI PRODOTTO

Misure in cm												
CN200	41	35	10	44	29,5	76	106	52	80		20x5 solide in PU	Incluse

VERSIONI

CN200R – Scocca rossa	CN200B – Scocca bianca
-----------------------	------------------------

ACCESSORI OPZIONALI

CNA100 – Cestino posteriore	CNA102 – Bauletto posteriore
CNA105 – Borsa posteriore con porta bastone	CNA110 – Porta bombola ossigeno
CNA115 – Porta bastone stampella	CNA120 – Porta deambulatore
CNA140 – Telo copertura	CNR212 – Specchietti retrovisori
	RP245 – Cintura di sicurezza tipo auto