

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

CN250	Scooter elettrico ARDEA MOBILITY 250
-------	--------------------------------------

Destinazione d'uso

Scooter elettrico destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

Lo scooter elettrico per disabili ed anziani a 4 ruote Mobility 250 è pratico, efficiente e con prestazioni performanti. Ottimo comfort di guida grazie al sedile imbottito ruotante a 360°, regolabile in altezza e profondità, schienale ribaltabile e reclinabile completo di poggiatesta regolabile, braccioli ribaltabili e regolabili, manubrio ergonomico regolabile in inclinazione. Completo di kit luci con indicatori di direzione, specchietti retrovisori, cestino portaoggetti anteriore e paraurti. Cruscotto comandi multifunzione. Realizzato in struttura di acciaio con carenatura in ABS. Dotato di sospensioni anteriori e posteriori. Alimentato da due batterie da 12V. L'efficiente motore da 1650W permette di raggiungere una velocità di 15 Km/h, per una autonomia di circa 45 Km. Dotato di presa USB per ricarica dispositivi.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	31139
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.21.27.009 - Riconducibile
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.23.03.006
Codice Classificazione CND – EMDN	Y122124
Numero RDM	2210583
Peso Max	203 Kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Velocità massima	15 Km/h
Raggio di sterzata	175 Cm
Massima pendenza stimata superabile*	12° - 21%
Superamento ostacolo	12 Cm
Autonomia **	45 Km
Batterie	2Pz – 12V 100Ah
Seduta	L 46 x P 46Cm

* Il termine **pendenza stimata (rated slope)** è definito nella norma EN12184:2014

** L'autonomia dello scooter può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caricabatteria	<i>8A - Esterno – 220V – 50 Hz</i>
Elettronica Controller	<i>PG S-200A</i>
Motore	<i>1650 W di picco (4 poli)</i>
Tipo freno	<i>Elettromeccanico e di stazionamento</i>

PESO E DIMENSIONI PRODOTTO

Misure in cm											
CN250	49	48.5	13.5	48,5	72-76,5	105	146	70	135-141	35x10 pneumatiche	33x9 pneumatiche

ACCESSORI OPZIONALI

CNA100 – Cestino posteriore	CNA102 – Bauletto posteriore
CNA105 – Borsa posteriore con porta bastone	CNA110 – Porta bombola ossigeno
CNA115 – Porta bastone stampella	CNA120 – Porta deambulatore
CNA141 – Telo copertura	RP245 – Cintura di sicurezza tipo auto
CNA231 – Tettuccio cappotta	