

|                               |                      |                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 03 – 26.06.2026 | Modulo <b>STD</b> |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| CN260 | Scooter elettrico ARDEA MOBILITY 260 |
|-------|--------------------------------------|

#### Destinazione d'uso

Scooter elettrico destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie

#### Caratteristiche principali

Lo scooter elettrico per disabili ed anziani a 4 ruote Mobility 260 è pratico, efficiente e con prestazioni performanti e rappresenta il top di gamma della serie Mobility. Ottimo comfort di guida grazie al sedile imbottito ruotante a 360°, regolabile in altezza e profondità, schienale ribaltabile e reclinabile completo di poggiatesta regolabile, braccioli ribaltabili e regolabili, manubrio ergonomico regolabile in inclinazione. Completo di kit luci con indicatori di direzione, specchietti retrovisori, cestino portaoggetti anteriore e paraurti. Cruscotto LCD con comandi multifunzione. Realizzato in struttura di acciaio con carenatura in ABS. Dotato di sospensioni anteriori e posteriori. Alimentato da due batterie da 12V. L'efficiente motore da 1650W permette di raggiungere una velocità di 15 Km/h, per una autonomia di circa 54 Km. Dotato di presa USB per ricarica dispositivi. Tettuccio removibile di serie.

#### Immagine prodotto



#### RIFERIMENTI

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Fabbricante                         | MORETTI S.P.A.               |
| Paese di produzione                 | CINA                         |
| Classe di dispositivo               | Classe I                     |
| Codice GMDN                         | 31139                        |
| Codice Nomenclatore DM 332/99       | 12.21.27.009 - Riconducibile |
| Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017 | 12.23.03.006                 |
| Codice Classificazione CND - EMDN   | Y122124                      |
| Numero RDM                          | 2210585                      |
| Peso Max                            | 203 Kg                       |

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Velocità massima                     | 15 Km/h         |
| Raggio di sterzata                   | 175 Cm          |
| Massima pendenza stimata superabile* | 12° - 21%       |
| Superamento ostacolo                 | 12 Cm           |
| Autonomia **                         | 45 Km           |
| Batterie                             | 2Pz – 12V 120Ah |
| Seduta                               | L 46 x P 46Cm   |

\* Il termine **pendenza stimata (rated slope)** è definito nella norma EN12184:2014

\*\* L'autonomia dello scooter può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Caricabatteria</b>         | 8A - Esterno – 220V – 50 Hz         |
| <b>Elettronica Controller</b> | PG S-200A                           |
| <b>Motore</b>                 | 1650 W di picco (4 poli)            |
| <b>Tipo freno</b>             | Elettromeccanico e di stazionamento |

#### PESO E DIMENSIONI PRODOTTO

|                 |    |      |    |      |           |     |     |    |           |                      |  |
|-----------------|----|------|----|------|-----------|-----|-----|----|-----------|----------------------|--|
| Misure<br>in cm |    |      |    |      |           |     |     |    |           |                      |  |
| <b>CN260</b>    | 49 | 48,5 | 15 | 47,5 | 71,5-76,5 | 113 | 160 | 82 | 138,5-144 | 35x10<br>pneumatiche |  |

#### ACCESSORI OPZIONALI

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| CNA100 – Cestino posteriore                 | CNA102 – Bauletto posteriore           |
| CNA105 – Borsa posteriore con porta bastone | CNA110 – Porta bombola ossigeno        |
| CNA115 – Porta bastone stampella            | CNA120 – Porta deambulatore            |
|                                             | RP245 – Cintura di sicurezza tipo auto |