

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 05 – 26.06.2026	

CP103	Carrozzina pieghevole START 2 – ARDEA ONE
--------------	--

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori in alluminio a razzi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 5 cm) con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili in PU nero. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389085
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																
Struttura								Acciaio								
Seduta								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2								
Ruote anteriori								PU								
Ruote posteriori								PU Tubeless								
VARIANTI																
CP103B-40: Seduta 40 Cm								CP103B-43: Seduta 43 Cm								
CP103B-45: Seduta 45 Cm								CP103B-48: Seduta 48 Cm								
CP103B-50: Seduta 50 Cm																
CP103R-40: Seduta 40 Cm								CP103R-43: Seduta 43 Cm								
CP103R-45: Seduta 45 Cm								CP103R-48: Seduta 48 Cm								
CP103R-50: Seduta 50 Cm																
DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP103x*-40								40		58						
CP103x*-43								43		60,5						
CP103x*-45	103	85	40	91	75	50	42-56	45	43	63	26,5	19	60	20	-	130
CP103x*-48								48		66						
CP103x*-50								50		68						
* La "x" indica il colore. Le misure possono variare di ± 0,5 cm.																
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-(40/43/45)								Cuscino Gommapiuma h 5 Cm								
CAR900								Poggiatesta regolabile								
CAR605								Barra antifurto								
CPA501								Tavolino 55x32 Cm								
CPA506								Tavolino sagomato 58x38 Cm								
CPA121								Pedane elevabili								
CPA600								Asta da flebo								
CPA606								Porta bombola in poliestere								