

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 15.03.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP105	Carrozzina pieghevole START 3 GO !– ARDEA ONE
-------	---

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori Ø 30 in alluminio a razzi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e sgancio rapido. Ruotino per passaggi stretti. Predisposizione per ruote posteriori Ø 60 cm. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 5 cm) con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili in PU nero. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2289733
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																	
Struttura					<i>Acciaio</i>												
Seduta					<i>Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2</i>												
Ruote anteriori					<i>PU</i>												
Ruote posteriori					<i>PU Tubeless</i>												
VARIANTI																	
CP105-40: Seduta 40 Cm								CP105-43: Seduta 43 Cm									
CP105-46: Seduta 46 Cm								CP105-48: Seduta 48 Cm									
CP105-50: Seduta 50 Cm																	
DIMENSIONI																	
Misure in cm																 Portata MAX	
CP105-40								40									
CP105-43								43									
CP105-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	-	130	
CP105-48								48		66							
CP105-50								50		68							
ACCESSORI OPZIONALI																	
CPA100-(40/43/45)								<i>Cuscino Gommapiuma h 5 Cm</i>									
CPA150								<i>Braccioli elevabili</i>									
CPA501								<i>Tavolino 55x32 Cm</i>									
CPA506								<i>Tavolino sagomato 58x38 Cm</i>									
CPA516								<i>Tavolino sagomato 68x57 Cm</i>									
CPA120x								<i>Pedane elevabili</i>									
CPA600								<i>Asta da flebo</i>									
CPA606								<i>Porta bombola in poliestere</i>									