

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 04 – 26.06.2026	

CP105	Carrozzina pieghevole START 3 GO !– ARDEA ONE
--------------	--

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori Ø 30 in alluminio a razzi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e sgancio rapido. Ruotino per passaggi stretti. Predisposizione per ruote posteriori Ø 60 cm. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 5 cm) con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili in PU nero. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2289733
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportabile	130 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																
Struttura								Acciaio								
Seduta								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2								
Ruote anteriori								PU								
Ruote posteriori								PU Tubeless								
VARIANTI																
CP105-40: Seduta 40 Cm								CP105-43: Seduta 43 Cm								
CP105-46: Seduta 46 Cm								CP105-48: Seduta 48 Cm								
CP105-50: Seduta 50 Cm																
DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP105-40	103	85	40	91	75	50	42-56	40	43	58	26,5	19	60	20	-	130
CP105-43								43		60,5						
CP105-46								46		64						
CP105-48								48		66						
CP105-50								50		68						
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-(40/43/45)								Cuscino Gommapiuma h 5 Cm								
CPA150								Braccioli elevabili								
CPA501								Tavolino 55x32 Cm								
CPA506								Tavolino sagomato 58x38 Cm								
CPA516								Tavolino sagomato 68x57 Cm								
CPA120x								Pedane elevabili								
CPA600								Asta da flebo								
CPA606								Porta bombola in poliestere								