

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 11 – 26.06.2026	

CP110	Carrozzina pieghevole NEXT – ARDEA ONE
Destinazione d'uso	
Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori in alluminio a razzi a sgancio rapido e ruotino di sicurezza, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti in PU ribaltabili ed elevabili in altezza. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389103
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	150 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PVC
Ruote posteriori	PU Tubeless

VARIANTI																
CP110B-40: Seduta 40 Cm								CP110V-40: Seduta 40 Cm								
CP110B-43: Seduta 43 Cm								CP110V-43: Seduta 43 Cm								
CP110B-46: Seduta 46 Cm								CP110V-46: Seduta 46 Cm								
CP110B-48: Seduta 48 Cm								CP110V-48: Seduta 48 Cm								
CP110B-50: Seduta 50 Cm								CP110V-50: Seduta 50 Cm								
DIMENSIONI																
Misure in cm                Portata MAX																
CP110x-40	105	81	43	90	73	49	41÷56	40	42	58	26	18,5	60	20	-	150
CP110x-43								43		61						
CP110x-46								46		64						
CP110x-48								48		66						
CP110x-50								50		68						
(*) vedi elenco varianti per colori																
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-(40/43/45)								Cuscino Gommapiuma h 5 Cm								
CAR900								Poggiatesta regolabile								
CAR605								Barra antifurto								
CPA501								Tavolino 55x32 Cm								
CPA506								Tavolino sagomato 58x38 Cm								
CPA120V								Pedane elevabili verniciate								
CPA120C								Pedane elevabili cromate								
CPA600								Asta da flebo								
CPA606								Porta-bombola in poliestere								
CPR150								Coppia ruotini antiribaltamento								
CPA244								Ruote posteriori pneumatiche								