

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 11 – 26.06.2026	

CP115	Carrozzina pieghevole NEXT GO! – ARDEA ONE
--------------	---

Destinazione d'uso

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 30 cm), gomme nere in PU a sgancio rapido e con ruotino di sicurezza. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti in PU ribaltabili e regolabili in altezza. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122103
Repertorio Dispositivi Medici	2389104
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	150 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU

VARIANTI																
CP115B-40: Seduta 40 Cm								CP115V-40: Seduta 40 Cm								
CP115B-43: Seduta 43 Cm								CP115V-43: Seduta 43 Cm								
CP115B-46: Seduta 46 Cm								CP115V-46: Seduta 46 Cm								
CP115B-48: Seduta 48 Cm								CP115V-48: Seduta 48 Cm								
CP115B-50: Seduta 50 Cm								CP115V-50: Seduta 50 Cm								
DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP115x-40								40		53						
CP115x-43								43		56						
CP115x-46	98	75	41	92	76	50	41÷56	46	43	58,5	25	16	30	20	-	150
CP115x-48								48		61						
CP115x-50								50		63						
(*) vedi elenco varianti per colori																
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-(40/43/45)								Cuscino Gommapiuma h 5 Cm								
CAR900								Poggiatesta regolabile								
CAR605								Barra antifurto								
CPA501								Tavolino 55x32 Cm								
CPA506								Tavolino sagomato 58x38 Cm								
CPA120V								Pedane elevabili verniciate								
CPA120C								Pedane elevabili cromate								
CPA600								Asta da flebo								
CPA606								Porta-bombola in poliestere								