

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 10 – 26.06.2026	

CP200	Carrozzina pieghevole DUAL – ARDEA ONE
--------------	---

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca porta documenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 60 cm) in alluminio a raggi con sgancio rapido, gomme nere in PU senza camera d'aria, ruotini di sicurezza e ruotini antiribaltamento di serie, doppio foro sulla struttura per trasformazione in carrozzina da transito (Kit Optional). Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 5 cm) regolabili in più posizioni, con forcella in alluminio. Braccioli semi-lunghi in PU, regolabili in altezza e profondità, ribaltabili ed estraibili. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con poggia piedi in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389106
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	150 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless

VARIANTI																
CP200B-38: Seduta 38 Cm								CP200B-40: Seduta 40 Cm								
CP200B-43: Seduta 43 Cm								CP200B-45: Seduta 45 Cm								
CP200B-46: Seduta 46 Cm								CP200B-48: Seduta 48 Cm								
CP200B-50: Seduta 50 Cm																
DIMENSIONI																
Misure in cm																Portata MAX
CP200B-38	113	81	42	90	72÷80	49	41÷56	38	41	56	29	19,5	60	20	4	150
CP200B-40								40		58						
CP200B-43								43		61						
CP200B-45								45		63						
CP200B-46								46		64						
CP200B-48								48		66						
CP200B-50								50		68						
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-(40/43/45)								Cuscino Gommapiuma h 5 Cm								
CPA110-45								Seduta WC 45 Cm								
CAR900								Poggiatesta regolabile								
CAR605								Barra antifurto								
CPA503								Tavolino 55x32 Cm								
CPA509								Tavolino sagomato 58x38 Cm								
CPA518								Tavolino sagomato 68x57 Cm solo per seduta 50cm								
CPA120V								Pedane elevabili verniciate								
CPA120C								Pedane elevabili cromate								
CPA600								Asta da flebo								
CPA606								Porta bombola ossigeno in tessuto								
CPA140-XX								Prolunga schienale universale								
CPA240								Kit ruote posteriori 30Cm								