

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 12 – 26.06.2026	

CP300	Carrozzina pieghevole PLUS – ARDEA ONE
Destinazione d'uso	
Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori piene (Ø 60 cm), gomme nere in PU. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 5 cm) con forcella in acciaio con fori per la regolazione della ruota. Braccioli corti estraibili con imbottitura in PU. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone. Ruotini antiribaltamento disponibili.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio dispositivi medici	2389110
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.015
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	200 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless

VARIANTI																
CP300-50: Seduta 50 Cm								CP300-55: Seduta 55 Cm								
CP300-60: Seduta 60 Cm																
DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP300-50	118	90	48	92	76	52	43÷57	50	41	73	32	26	60	20	-	200
CP300-55								55		78						
CP300-60								60		83						

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA100-50	Cuscino Gommapiuma h 5 Cm
CPA517	Tavolino sagomato large 68x57 Cm
CPA120V	Pedane elevabili verniciate
CPA120C	Pedane elevabili cromate
CPA600	Asta da flebo
CPA154	Braccioli elevabili
CAR605	Barra Antifurto (solo MIs.50,55)
CPR150	Coppia ruotini antiribaltamento