

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 08 – 26.06.2026	

CP310	Carrozzina pieghevole PLUS GO! – ARDEA ONE
Destinazione d'uso	
Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, crociera DOPPIA, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 30 cm), gomme nere in PU. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 5 cm) con forcella in acciaio con fori per la regolazione della ruota. Braccioli corti estraibili con imbottitura in PU. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone. Ruotini antiribaltamento disponibili.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122103
Repertorio dispositivi medici	2389112
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.015
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	200 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless

VARIANTI																
CP310-50: Seduta 50 Cm								CP310-55: Seduta 55 Cm								
DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP310-50	104	77	48	92	70	52	43÷57	50	39	63	30	21	32	20	-	200
CP310-55								55		68						
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-50								Cuscino Gommapiuma h 5 Cm								
CPA517								Tavolino sagomato large 68x57 Cm								
CPA120V								Pedane elevabili verniciate								
CPA120C								Pedane elevabili cromate								
CPA154								Braccioli elevabili								
CPA600								Asta da flebo								
CAR605								Barra Antifurto (solo MIs.50,55)								
CPR150								Coppia ruotini antiribaltamento								