

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 08 – 26.06.2026

CP520	Carrozzina pieghevole GO UP! – ARDEA ONE
Destinazione d'uso	
Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 30 cm), gomme nere in PU. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 3 cm) con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili ed estraibili con imbottitura in PU. Schienale pieghevole, freni operatore. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	2389116
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	150 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU

VARIANTI																
CP520-40: Seduta 40 Cm								CP520-43: Seduta 43 Cm								
CP520-45: Seduta 45 Cm								CP520-46 Seduta 46 Cm								
CP520-48: Seduta 48 Cm																
DIMENSIONI																
Misure in cm																 Portata MAX
CP520-40								40		55						
CP520-43								43		58						
CP520-45	99	73	42	93	72	48	42÷56	45	43	60	26	17,5	30	20	-	150
CP520-46								46		60,5						
CP520-48								48		63						
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-(40/43/45)								Cuscino Gommapiuma h 5 Cm								
CPA110-45								Seduta WC 45 Cm								
CAR900								Poggiatesta regolabile								
CAR605								Barra antifurto								
CPA501								Tavolino 55x32 Cm								
CPA506								Tavolino sagomato 58x38 Cm								
CPA120V								Pedane elevabili verniciate								
CPA120C								Pedane elevabili cromate								
CBR600								Asta da flebo								
CPR108								Bracciolo elevabile								
RP245								Cintura di sicurezza tipo auto								
RP247								Cintura di sicurezza con fibbia a scatto								