

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 05 – 26.06.2026	

CP625	Carrozzina pieghevole SKINNY GO – ARDEA ONE
--------------	--

Destinazione d'uso

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Carrozzina pieghevole con Telaio stabilizzante realizzata in acciaio verniciato crociera SINGOLA, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca porta documenti sul retro. Ruote posteriori piene in PU (Ø 30 cm), posizionate sotto la seduta per ridurre gli ingombri laterali e semplificare l'attraversamento dei passaggi stretti, doppio foro per essere trasformata in modello ad autospinta (kit optional). Ruote anteriori in PU (Ø 18 cm) con forcella in plastica. Pedane estraibili, regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-polpaccio.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389129
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	110 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless

VARIANTI																	
CP625-40: Seduta 40 Cm								CP625-43: Seduta 43 Cm									
DIMENSIONI																	
Misure in cm																	
CP625-40	88	61	41	92	80	53	47	40	37	51	26	16,5	30	18	-	110	
CP625-43								43		54							
ACCESSORI OPZIONALI																	
CPA100-40/43								Cuscino Gommapiuma h 5 Cm									
CAR900								Poggiatesta regolabile									
CBR600								Asta da flebo									
CPA120V								Pedane elevabili verniciate									
CPA120C								Pedane elevabili cromate									
RP245								Cintura sicurezza tipo auto									
RP247								Cintura sicurezza con fibbia									