

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

CP765	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS SKINNY
Destinazione d'uso	
Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio pieghevole ad ingombro ridotto, in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale abbattibile in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori da 50 Cm con corrimano in acciaio, con gomme nere in PU senza camera d'aria. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Freno di stazionamento. Fiancata proteggi abiti con braccioli estraibili e appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-polpacci.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122103
Repertorio Dispositivi Medici	2376969
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PVC
Ruote posteriori	PU Tubeless
Freni	Alluminio
Maniglie di spinta	PVC

VARIANTI																	
CP765-40: Seduta 40 Cm									CP765-43: Seduta 43 Cm								
Medidas en CM*																	
CP765-40	100	73	41	92	80	53	45÷57	40	37	51	26	14,5 kg	50	18	-	-	120 kg
CP765-43								43		54							

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA120V	PEDANA ELEVABILE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE