

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

CP769	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS SPRINT
Destinazione d'uso	
Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU. Freno di stazionamento con copertura. Fiancata protegge abiti con braccioli ribaltabili con appoggio morbido in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2829753
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																					
Struttura								Alluminio													
Seduta								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2													
Ruote anteriori								PU													
Ruote posteriori								PU Tubeless													
Maniglie di spinta								PVC													
VARIANTI																					
CP769-40: Seduta 40 Cm								CP769-43: Seduta 43 Cm													
CP769-46: Seduta 46 Cm								CP769-48: Seduta 48 Cm													
CP769-50: Seduta 50 Cm																					
DIMENSIONI																					
Misure in CM*																				 Portata max	
CP769-40								40			57										
CP769-43								43			60										
CP769-46	102	80	41	90,5	73	47	40+52	46	44	62	29	14.4 kg	60	20	opt.	opt.				120 kg	
CP769-48								48		65											
CP769-50								50		67											

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA780	BRACCIOLI ELEVABILI
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA510	TAVOLINO SAGOMATO PER BRACCIOLO ELEVABILE
CPA520	TAVOLINO SAGOMATO Misura 50
CPR854	RUOTINI ANTIRIBALTAMENTO
CPR855	RUOTINI PASSAGGI STRETTI / ASCENSORE
CPA783 (4)	PEDANE ELAVIBILI
CPA140-xx	FROLUNGA DELLO SCHIENALE
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CP995	MODULO POSTERALE PER TESTA
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA605	PORTA BOMBOLE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE