

CP770
Carrozzina pieghevole leggera HELIOS SMART
Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata proteggi abiti con braccioli ribaltabili ed estraibili con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino fermatallone.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>41622</i>
Codice di classificazione CND – EMDN	<i>Y122106</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2389149</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.21.06.039</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>120 Kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Alluminio</i>
Seduta	<i>Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2</i>
Ruote anteriori	<i>PVC</i>
Ruote posteriori	<i>PU Tubeless</i>

MATERIALI PRINCIPALI																		
Freni							Alluminio											
Maniglie di spinta							PVC											
VARIANTI																		
CP770-40: Seduta 40 Cm							CP770-43: Seduta 43 Cm											
CP770-46: Seduta 46 Cm							CP770-48: Seduta 48 Cm											
CP770-50: Seduta 50 Cm																		
DIMENSIONI																		
Misure in CM*																	 Portata MAX	
CP770-40								40										
CP770-43								43										
CP770-46	106	81	41	90,5	73	51	40+52	46	44	64	32	15,3 kg	60	20 x2,54	optional	optional	120 kg	
CP770-48								48		67								
CP770-50								50		69								

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
CPA234	KIT MONOGUIDA
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA605	PORTA BOMBOLE
CPA771	PEDANE ELEVABILI
CPA772	RUOTINE PASSAGGI STRETTI
CPA775	BRACCIOLI ELEVABILI
CPA777	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE