

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

CP775	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS SMART GO
Destinazione d'uso	
Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori con gomme nere in PU senza camera d'aria. Ruote anteriori nere in PU. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata proteggi abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e con appoggio in PU morbido. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND - EMDN	Y122103
Repertorio Dispositivi Medici	2389152
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																	
Struttura	Alluminio																
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2																
Ruote anteriori	PU																
Ruote posteriori	PU Tubeless																
Freni	Alluminio																
Maniglie di spinta	PVC																
VARIANTI																	
CP775B-40: Seduta 40 Cm	CP775B-43: Seduta 43 Cm																
CP775B-46: Seduta 46 Cm	CP775B-48: Seduta 48 Cm																
CP775B-50: Seduta 50 Cm																	
DIMENSIONI																	
Misure in CM*																	
CP775B-40								40		55							
CP775B-43								43		58							
CP775B-46	101	76	41	87	71	51	40÷52	46	44	60	29	13 kg	30	20	opt.	-	120 kg
CP775B-48								48		63							
CP775B-50								50		65							

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA779	BRACCIOLI ELEVABILI
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA504	TAVOLINO LINEARE PER BRACCIOLI ELEVABILI
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA510	TAVOLINO SAGOMATO PER BRACCIOLI ELEVABILI
CPA520	TAVOLINO SAGOMATO MISURA 50
CPA777	RUOTINI ANTIRIBALTAMENTO
CPA771	PEDANE ELAVIBILI
CPA140-xx	FROLUNGA DELLO SCHIENALE
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CP995	MODULO POSTERALE PER TESTA
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA605	PORTA BOMBOLE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE