

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

CP779	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS ZOOM
--------------	--

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in alluminio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU. Ruotini passaggio stretti / ascensore. Freno di stazionamento in acciaio con copertura in gomma. Fiancata proteggi abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con appoggio morbido in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2829756
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																	
Struttura								Alluminio									
Seduta								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2									
Ruote anteriori								PU									
Ruote posteriori								PU Tubeless									
Freni								Acciaio rivestiti in gomma									
Maniglie di spinta								PVC									
VARIANTI																	
CP779-40: Seduta 40 Cm								CP779-43: Seduta 43 Cm									
CP779-46: Seduta 46 Cm								CP779-48: Seduta 48 Cm									
CP779-50: Seduta 50 Cm																	
DIMENSIONI																	
Misure in CM*																	
CP779-40								40		57							
CP779-43								43		60							
CP779-46	104	80	41	90,5	72÷78	48	40÷52	46	44	62	30	16 kg	60	20	opt.	7	120 kg
CP779-48								48		65							
CP779-50								50		67							

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA517	TAVOLINO SAGOMATO Misura 50
CPR854	RUOTINI ANTIRIBALTAMENTO
CPR783 (4)	PEDANE ELAVIBILI
CPA140-xx	FROLUNGA DELLO SCHIENALE
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CP995	MODULO POSTERALE PER TESTA
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA605	PORTA BOMBOLE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE