

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

CP784	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS CLIDE GO
Destinazione d'uso	
Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori con gomme nere in PU senza camera d'aria. Ruote anteriori nere in PU spostabili in più posizioni con forcella in alluminio regolabile in inclinazione. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata protegge abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con appoggio in PU morbido. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND - EMDN	Y122103
Repertorio Dispositivi Medici	2829765
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003 (Riconducibile)
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	136 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																				
Struttura								Alluminio												
Seduta								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2												
Ruote anteriori								PU												
Ruote posteriori								PU Tubeless												
Freni								Alluminio												
Maniglie di spinta								PVC												
VARIANTI																				
CP784-38: Seduta 38 Cm								CP784-40: Seduta 40 Cm												
CP784-43: Seduta 43 Cm								CP784-46: Seduta 46 Cm												
CP784-48: Seduta 48 Cm								CP784-50: Seduta 50 Cm												
DIMENSIONI																				
Misure in CM*																				
CP784-38	101	66	41	91÷95	75÷82	51	40÷50	38	44	53	27	13,7 kg	30	17.5	-	-	136 kg			
CP784-40								40		55										
CP784-43								43		58										
CP784-46								46		61										
CP784-48								48		64										
CP784-50								50		67										

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA517	TAVOLINO SAGOMATO Misura 50
CPR685	RUOTINI ANTIRIBALTAMENTO
CPA783(4)	PEDANE ELAVIBILI
CPA735	RUOTE POSTERIORI PNEUMATICHE
CPA140-xx	FROLUNGA DELLO SCHIENALE
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CP995	MODULO POSTERALE PER TESTA
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA605	PORTA BOMBOLE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE