

CP785
Carrozzina pieghevole leggera HELIOS DYNE
Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in alluminio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione. Ruotini di transito. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata protetti abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone regolabili in inclinazione.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389159
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																		
Struttura						<i>Alluminio</i>												
Seduta						<i>Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2</i>												
Ruote anteriori						<i>PU</i>												
Ruote posteriori						<i>PU Tubeless</i>												
Freni						<i>Alluminio</i>												
Maniglie di spinta						<i>PVC</i>												
VARIANTI																		
CP785-40: Seduta 40 Cm									CP785-43: Seduta 43 Cm									
CP785-46: Seduta 46 Cm									CP785-48: Seduta 48 Cm									
CP785-50: Seduta 50 Cm																		
DIMENSIONI																		
Misure in CM*																		
CP785-40								40			61							
CP785-43								43			64							
CP785-46	106	80	41	94,5	73+80	51,5	40+52	46	44	67	33	16 kg	60	20 x3,2	optional	7	130 kg	
CP785-48								48		70								
CP785-50								50		73								

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA778	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO