

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 04 – 26.06.2026	

CP785	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS DYNE
Destinazione d'uso	
Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in alluminio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione. Ruotini di transito. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata proteggi abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggio piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone regolabili in inclinazione.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389159
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.006
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	130 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																	
Struttura								Alluminio									
Seduta								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2									
Ruote anteriori								PU									
Ruote posteriori								PU Tubeless									
Freni								Alluminio									
Maniglie di spinta								PVC									
VARIANTI																	
CP785-40: Seduta 40 Cm								CP785-43: Seduta 43 Cm									
CP785-46: Seduta 46 Cm								CP785-48: Seduta 48 Cm									
CP785-50: Seduta 50 Cm																	
DIMENSIONI																	
Misure in CM*																	
CP785-40	106	80	41	94,5	73+80	51,5	40+52	40	44	61	33	16 kg	60	20 x3,2	optional	7	130 kg
CP785-43								43		64							
CP785-46								46		67							
CP785-48								48		70							
CP785-50								50		73							

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA778	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO