

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

CP786	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS GLIDE MAX
--------------	---

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Schienale con cuscino imbottito tensionabile a 5 punti. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in alluminio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU spostabili in più posizioni con forcella in alluminio regolabile in inclinazione. Ruotini passaggio stretti / ascensore. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata proteggi abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con appoggio morbido in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone regolabili in inclinazione.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2829768
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	136 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																	
Struttura								Alluminio									
Seduta								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2									
Ruote anteriori								PU									
Ruote posteriori								PU Tubeless									
Freni								Alluminio									
Maniglie di spinta								PVC									
VARIANTI																	
CP786-38: Seduta 38 Cm								CP786-40: Seduta 40 Cm									
CP786-43: Seduta 43 Cm								CP786-46: Seduta 46 Cm									
CP786-48: Seduta 48 Cm								CP786-50: Seduta 50 Cm									
DIMENSIONI																	
Misure in CM*																	
CP786-38	104	79	41	88,5÷97,5	75÷82	48,5-53,5	40÷50	38	46	56	32	16 kg	60	17.5	opt.	7	136 kg
CP786-40								40		58							
CP786-43								43		61							
CP786-46								46		63							
CP786-48								48		67							
CP786-50								50		70							

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA517	TAVOLINO SAGOMATO Misura 50
CPR865	RUOTINI ANTIRIBALTAMENTO
CPR783	PEDANE ELAVIBILI
CPA735	RUOTE POSTERIORI PNEUMATICHE
CPA140-xx	FROLUNGA DELLO SCHIENALE
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CP995	MODULO POSTERALE PER TESTA
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA605	PORTA BOMBOLE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO