

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 06 – 26.06.2026	

CP790	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS PRO
Destinazione d'uso	
Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Seduta regolabile in profondità. Schienale tensionabile a 3 punti. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a razzi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in alluminio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione. Ruotini di transito. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata proteggi abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza e in profondità con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone regolabili in inclinazione. Maniglie di spinta regolabili in altezza.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389168
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.006
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportabile	130 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																
Struttura								Alluminio								
Seduta								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2								
Ruote anteriori								PU								
Ruote posteriori								PU Tubeless								
Freni								Alluminio								
Maniglie di spinta								PVC								
VARIANTI																
CP790-40: Seduta 40 Cm								CP790-43: Seduta 43 Cm								
CP790-46: Seduta 46 Cm								CP790-48: Seduta 48 Cm								
CP790-50: Seduta 50 Cm																
DIMENSIONI																
DIMENSIONI E PESI																
Misure in CM*																 Portata MAX
CP790-40								40		62						
CP790-43								43		65						
CP790-46	103	78	41÷47	97÷102	73÷81	51,5	43÷54	46	46÷51	67,5	32	16 kg	60	20	optional	7
CP790-48								48		70,5						
CP790-50								50		73,5						

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA777	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA777	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO