

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 04 – 26.06.2026	

CP800	Carrozzina pieghevole COMFY S – ARDEA ONE
--------------	--

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Costruita in acciaio verniciato, singola crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito lavabile. Schienale prolungato regolabile in inclinazione per mezzo di pistoncini. Prolunga schienale estraibile. Braccioli in PU estraibili. Ruote posteriori in PU senza camera d'aria (Ø 60 cm) a razzi. Ruote anteriori (Ø 20cm) in PU. Ruotine antiribaltamento di serie. Pedane elevabili, girevoli, estraibili ad inclinazione e lunghezza regolabili con poggia gambe in PU regolabili in altezza. Freni operatore sulle maniglie di spinta. Freno meccanico posto sulle ruote posteriori.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389178
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.004

CARATTERISTICHE TECNICHE																	
Peso Max sopportabile								100 Kg									
Confezionamento								Polietilene / Scatola di Cartone.									
MATERIALI PRINCIPALI																	
Struttura								Acciaio									
Seduta								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2									
Ruote anteriori								PU									
Ruote posteriori								PU Tubeless									
VARIANTI																	
CP800-40 : Seduta 40 Cm – Pedane elevabili								CP800-43 : Seduta 43 Cm – Pedane elevabili									
CP800-46 : Seduta 46 Cm – Pedane elevabili																	
DIMENSIONI																	
Misure in cm																	
CP800-40									40		62						
CP800-43	123	90	44	100/126	75	50	50/64		43	83	65	30	26	60	20	5	100
CP800-46									46		68						
ACCESSORI OPZIONALI																	
CAR605								Barra antifurto									
CAR171								Pedane elevabili									
CPA501								Tavolino lineare									
CPA506								Tavolino sagomato									
RP245								Cintura sicurezza tipo auto									
RP247								Cintura sicurezza con fibbia									