

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 04 – 26.06.2026	

CP805	Carrozzina pieghevole COMFY-S GO – ARDEA ONE
-------	--

Destinazione d'uso

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Costruita in acciaio verniciato, crociera SINGOLA, seduta e schienale in nylon nero imbottito lavabile. Schienale prolungato regolabile in inclinazione per mezzo di pistoncini. Prolunga schienale estraibile. Braccioli in PU estraibili. Ruote posteriori in PU (Ø 30 cm) con razzi in plastica. Ruote anteriori (Ø 20 cm) in PU. Ruotini antiribaltamento di serie. Pedane elevabili, estraibili e regolabili in lunghezza con poggia gambe regolabili in altezza. Freno meccanico posto sulle ruote posteriori

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND - EMDN	Y122103
Repertorio Dispositivi Medici	2390282
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.17.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportabile	100 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																
Struttura								Acciaio								
Seduta								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2								
Ruote anteriori								PU								
Ruote posteriori								PU Tubeless								
VARIANTI																
CP805-40 : Seduta 40 Cm								CP80-43 : Seduta 43 Cm								
CP805-46 : Seduta 46 Cm																
DIMENSIONI																
Misure in cm																 Portata MAX
CP805-40								40		62						
CP805-43	123	90	44	100/126	75	50	50/64	43	83	65	30	25	30	20	5	100
CP805-46								46		68						
ACCESSORI OPZIONALI																
CAR605								Barra antifurto								
CAR171								Pedane elevabili								
CPA501								Tavolino lineare								
CPA506								Tavolino sagomato								
RP245								Cintura sicurezza tipo auto								
RP247								Cintura sicurezza con fibbia								