

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 05 – 26.06.2026	

CP810	Carrozzina pieghevole COMFY – ARDEA ONE
Destinazione d'uso	
Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Costruita in alluminio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito lavabile. Schienale prolungato regolabile in inclinazione per mezzo di pistoni. Prolunga schienale estraibile e dotata di poggiatesta anatomico regolabile in più posizioni. Braccioli in PU regolabili in altezza e ribaltabili. Ruote posteriori in PU senza camera d'aria (Ø 60 cm) a razzi, regolabili in più posizioni. Ruote anteriori (Ø 20cm) in PU regolabile in più posizioni. Ruotine antiribaltamento di serie. Pedane elevabili, girevoli, estraibili ad inclinazione e lunghezza regolabili con poggia gambe in PU regolabili in altezza. Freni operatore sulle maniglie di spinta. Freno meccanico posto sulle ruote posteriori.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389192
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.003

CARATTERISTICHE TECNICHE																
Peso Max sopportabile								100 Kg								
Confezionamento								Polietilene / Scatola di Cartone.								
MATERIALI PRINCIPALI																
Struttura								Alluminio								
Seduta								Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2								
Ruote anteriori								PU								
Ruote posteriori								PU Tubeless								
VARIANTI																
CP810-40 : Seduta 40 Cm – Pedane elevabili								CP810-43 : Seduta 43 Cm – Pedane elevabili								
CP810-46 : Seduta 46 Cm – Pedane elevabili																
DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP810-40								40		62						
CP810-43	116	92	46	138	70	50	50/64	43	89	65	33	20	60	20	5	100
CP810-46								46		68						
ACCESSORI OPZIONALI																
CAR605								Barra antifurto								
CAR171								Pedane elevabili								
CPA501								Tavolino lineare								
CPA506								Tavolino sagomato								
RP245								Cintura sicurezza tipo auto								
RP247								Cintura sicurezza con fibbia								