

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

CR507		Rampe fisse - coppia	
Destinazione d'uso			
Le rampe sono destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche per le persone con difficoltà motorie.			
Caratteristiche principali			
Le rampe portatili sono indicate per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia dentro che fuori casa, in viaggio o nelle semplici attività giornaliere. Struttura in alluminio ricoperta di materiale antiscivolo. Borsa per il trasporto inclusa			
Immagine prodotto			
			
RIFERIMENTI FABBRICANTE			
Fabbricante		MORETTI S.P.A.	
Paese di produzione		CINA	
Classe di dispositivo		Classe I	
Codice di classificazione GMDN		30040	
Codice di classificazione CND		Y183015	
Repertorio dei Dispositivi Medici		2121007	
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017		18.30.15.006	
CARATTERISTICHE			
Peso Max sopportabile		272 kg	
Materiale		Alluminio	
PESO E DIMENSIONI			
Profondità		19 Cm	
VARIANTI			
CR507-1		CR507-2	
Lunghezza	61 Cm	Lunghezza	183 Cm
Peso	1,33 Kg	Peso	6,5 Kg