

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

CR509	Rampa fissa a pedana portatile				
Destinazione d'uso					
Le rampe sono destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche per le persone con difficoltà motorie.					
Caratteristiche principali					
Le rampe portatili sono indicate per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia dentro che fuori casa, in viaggio o nelle semplici attività giornaliere. Struttura in alluminio ricoperta di materiale antiscivolo, con maniglia per il trasporto.					
Immagine prodotto					
					
RIFERIMENTI FABBRICANTE					
Fabbricante			MORETTI S.P.A.		
Paese di produzione			CINA		
Classe di dispositivo			Classe I		
Codice di classificazione GMDN			30040		
Codice di classificazione CND			Y183015		
Repertorio dei Dispositivi Medici			2121009		
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017			18.30.15.006		
CARATTERISTICHE					
Peso Max sopportabile			272 kg		
Materiale			Alluminio		
PESO E DIMENSIONI					
Profondità			73 Cm		
VARIANTI					
CR505-1		CR505-3		CR505-3	
Lunghezza	61 Cm	Lunghezza	91 Cm	Lunghezza	122 Cm
Peso	4,8 Kg	Peso	7 Kg	Peso	10 Kg