

|                               |                      |                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 04 – 26.06.2026 | Modulo <b>STD</b> |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| CS910BL | Carrozzina elettrica ARIES TILTING |
|---------|------------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Carrozzina elettrica per persone con difficoltà motorie e di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Costruita in acciaio verniciato. Schienale reclinabile manualmente in più posizioni. Sedile, tipo auto con poggiatesta, inclinabile e braccioli regolabili in altezza. Pedane regolabili in lunghezza con regolazione antero - posteriore ed estraibili, cinturino fermapiè. Portapacchi posteriore. **Regolazione elettrica dell' inclinazione della seduta.** Fornita con kit luci.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Fabbricante                         | CHIENTI ENTERPRISE CO. LTD.  |
| Codice Fabbricante                  | HS-7200T                     |
| Paese di produzione                 | TAIWAN                       |
| Classe di dispositivo               | Classe I                     |
| Codice GMDN                         | 41637                        |
| Codice Nomenclatore DM 332/99       | 12.21.27.006                 |
| Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017 | 12.36.06.015 (Riconducibile) |
| Codice Classificazione CND          | Y122127                      |
| Repertorio Dispositivi Medici       | 2377308                      |
| Peso Max                            | 162 Kg                       |

**MATERIALI PRINCIPALI**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Acciaio inox verniciato | Nylon |
| Poliuretano             |       |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Funzionamento</b>               | <i>Continuo</i>              |
| <b>Raggio sterzata</b>             | <i>110 Cm</i>                |
| <b>Freno</b>                       | <i>Elettromeccanico</i>      |
| <b>Batterie</b>                    | <i>2x75 Ah</i>               |
| <b>Caricabatteria</b>              | <i>8 A</i>                   |
| <b>Trazione</b>                    | <i>Posteriore</i>            |
| <b>Motore</b>                      | <i>2 x 420 W – 4600 Giri</i> |
| <b>Velocità massima</b>            | <i>8 Km/h</i>                |
| <b>Pendenza massima superabile</b> | <i>8° / 14%</i>              |
| <b>Ostacoli superabili</b>         | <i>5 Cm</i>                  |
| <b>Autonomia</b>                   | <i>Oltre 40 Km</i>           |

### PESO E DIMENSIONI PRODOTTO

| Misure in cm                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HS-7200-T<br>(Rif. Moretti CS910 BL) | 121                                                                               | 79                                                                                | 40                                                                                | 121                                                                               | 78/84                                                                             | 54                                                                                | 45/61                                                                             | 45                                                                                | 55                                                                                | 67                                                                                | -                                                                                   | 118                                                                                 | 36                                                                                  | 23                                                                                  | -                                                                                   | 162                                                                                 | Portata MAX                                                                         |