

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 05 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

CS920BL	Carrozzina elettrica ARIES PRO con luci
---------	---

Destinazione d'uso

Carrozzina elettrica per persone con difficoltà motorie e di deambulazione.

Caratteristiche principali

Costruita in acciaio verniciato. **Sedile e schienale reclinabili elettricamente fino a raggiungimento della posizione letto.** Sedile tipo auto con poggiatesta elevabile in altezza elettricamente. Pedane regolabili in lunghezza con regolazione antero - posteriore, cinturino fermapiedi. Braccioli regolabili. Pedane estraibili.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	CHIENTI ENTERPRISE CO. LTD.A.
Codice Fabbricante	HS-7200B
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41637
Codice Nomenclatore DM 3332/99	12.21.27.006
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.36.06.015 (Riconducibile)
Codice Classificazione CND - EMDN	Y122127
Repertorio Dispositivi Medici	2377306
Peso Max	136 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Acciaio inox verniciato	Nylon
Poliuretano	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzionamento	<i>Continuo</i>
Raggio sterzata	<i>110 Cm</i>
Freno	<i>Elettromeccanico</i>
Batterie	<i>2x75 Ah</i>
Caricabatteria	<i>8 A</i>
Trazione	<i>Posteriore</i>
Motore	<i>2 x 420 W – 4600 Giri</i>
Velocità massima	<i>8 Km/h</i>
Pendenza massima superabile	<i>8° / 14%</i>
Ostacoli superabili	<i>5 Cm</i>
Autonomia	<i>Oltre 40 Km</i>

PESO E DIMENSIONI PRODOTTO

Misure in cm																
HS-7200B-BUI (Rif. Moretti CS920 BL)	121,5	79	40	121 143	78 84	54 73	48 61	45	55	67	-	147	36	23	-	136