

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 17.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

DB100	Deambulatore fisso regolabile
-------	-------------------------------

Destinazione d'uso
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali
Deambulatore fisso costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31118
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120603
Repertorio dei Dispositivi Medici	2961060
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.03.003



CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di incrementi in altezza	5
Peso Max sopportabile	110 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio Diametro 22 mm
Impugnatura	Polipropilene

Puntali	<i>Gomma Antiscivolo</i>
----------------	--------------------------

DIMENSIONI						
Codici						 Portata max
DB100M	76÷86 cm	4	5	-	A: 55/56 B: 43,5/46 C: 45/46	130 kg
DB100L	86÷96 cm			-	A: 56/57 B: 45/47 C: 45,5/47	

*ingombro misurato alla regolazione più bassa e successivamente a quella più alta.
Le misure possono variare di ± 1 cm