

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

Rev. 03 – 26.06.2026

Modulo **STD**

DB110 | **Deambulatore pieghevole regolabile**

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche ed imbottite, puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm. Doppio livello di impugnatura per facilitare l'alzata della persona da posizione seduta. Richiudibile in ingombro minimo.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31118
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120603
Repertorio dei Dispositivi Medici	2961144
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12 .01.2017	12.06.03.003



CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di incrementi in altezza	8
Peso Max sopportabile	130 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio Diametro 22 mm
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

DIMENSIONI

Codici						
DB110	71÷89 cm	4	8	-	A: 60/62 B: 51/52 C: 58/59	130 kg

*ingombro misurato alla regolazione più bassa e successivamente a quella più alta.
Le misure possono variare di ± 1 cm