



|                               |                      |                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 01 – 24.03.2026 | Modulo <b>STD</b> |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DB200                                                                                                                                                                                   | Deambulatore pieghevole con ruote |
| <i>Destinazione d'uso</i>                                                                                                                                                               |                                   |
| Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione                                                                 |                                   |
| <b>Caratteristiche principali</b>                                                                                                                                                       |                                   |
| Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 2 puntali in gomma Antiscivolo e 2 ruote di altezza 7 Cm. Regolabile in altezza ogni 2.5 Cm. |                                   |
| <b>Immagine prodotto</b>                                                                                                                                                                |                                   |
|                                                                                                       |                                   |
| <b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>                                                                                                                                                          |                                   |
| Fabbricante                                                                                                                                                                             | MORETTI S.P.A.                    |
| Paese di produzione                                                                                                                                                                     | CINA                              |
| Classe di dispositivo                                                                                                                                                                   | Classe I                          |
| Codice di classificazione GMDN                                                                                                                                                          | 31119                             |
| Codice di classificazione EMDN – CND                                                                                                                                                    | Y120606                           |
| Repertorio dei Dispositivi Medici                                                                                                                                                       | 2961075                           |
| Codice nomenclatore DM 332/99                                                                                                                                                           | 12.06.06.003                      |
| Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017                                                                                                                                                     | 12.06.06.003                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                                                                                                                                         |                                   |
| Peso Max sopportabile                                                                                                                                                                   | 130 Kg                            |
| Confezionamento                                                                                                                                                                         | Polietilene / Scatola di Cartone. |
| Altezza degli incrementi                                                                                                                                                                | 2,5 Cm                            |
| Altezza delle ruote                                                                                                                                                                     | 7,0 Cm                            |
| <b>MATERIALI PRINCIPALI</b>                                                                                                                                                             |                                   |
| Tubo                                                                                                                                                                                    | Alluminio Diametro 22 mm          |
| Impugnatura                                                                                                                                                                             | Polipropilene                     |
| Puntali                                                                                                                                                                                 | Gomma Antiscivolo                 |

| VARIANTI        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DB200S – Small  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 5 Regolazioni                                                                     |                                                                                    |                                                                                                    |
| DB200M – Medium |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 5 Regolazioni                                                                     |                                                                                    |                                                                                                    |
| DB200L – Large  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 8 Regolazioni                                                                     |                                                                                    |                                                                                                    |
| DIMENSIONI      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                    |
| Codici          |  |  |  |  |  | <br>Portata max |
| DB200S          | 68,5÷78,5 cm                                                                      | 2                                                                                 | 5                                                                                 | 2 x Ø 7 cm                                                                        | A: 62/63 B: 46/48 C: 59/60                                                         | 130 kg                                                                                             |
| DB200M          | 76÷86 cm                                                                          |                                                                                   | 5                                                                                 | 2 x Ø 7 cm                                                                        | A: 63/65 B: 48/50 C: 60/62                                                         |                                                                                                    |
| DB200L          | 83÷101 cm                                                                         |                                                                                   | 8                                                                                 | 2 x Ø 7 cm                                                                        | A: 63/65 B: 49,5/53,5 C: 60/62                                                     |                                                                                                    |

\*ingombro misurato alla regolazione più bassa e successivamente a quella più alta.  
Le misure possono variare di  $\pm 1$  cm