



SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

DB200	Deambulatore pieghevole con ruote
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 2 puntali in gomma Antiscivolo e 2 ruote di altezza 7 Cm. Regolabile in altezza ogni 2.5 Cm.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31119
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120606
Repertorio dei Dispositivi Medici	2961075
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.06.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.06.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	130 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Altezza delle ruote	7,0 Cm
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio Diametro 22 mm
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

VARIANTI						
DB200S – Small				5 Regolazioni		
DB200M – Medium				5 Regolazioni		
DB200L – Large				8 Regolazioni		
DIMENSIONI						
Codici						 Portata max
DB200S	68,5÷78,5 cm	2	5	2 x Ø 7.6 cm	A: 62/63 B: 46/48 C: 59/60	130 kg
DB200M	76÷86 cm		5	2 x Ø 7.6 cm	A: 63/65 B: 48/50 C: 60/62	
DB200L	83÷101 cm		8	2 x Ø 7.6 cm	A: 63/65 B: 49,5/53,5 C: 60/62	

*ingombro misurato alla regolazione più bassa e successivamente a quella più alta.
Le misure possono variare di ± 1 cm