

DB205
Deambulatore pieghevole con 2 puntali e 2 ruote
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 2 puntali in gomma. 2 ruote fisse frontali. Sistema autobloccante., Chiusura a 1 pulsante. Regolabile in altezza ogni 2.5 Cm

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE
Fabbricante MORETTI S.P.A.

Paese di produzione CINA

Classe di dispositivo Classe I

Codice di classificazione GMDN 31119

Codice di classificazione EMDN – CND Y120606

Repertorio dei Dispositivi Medici 2961092

Codice nomenclatore DM 332/99 12.06.06.003

Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017 12.06.06.003

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso Max sopportabile 130 kg

Altezza degli incrementi 2,5 Cm



Confezionamento Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI
Tubo Alluminio Diametro 22 mm

Impugnatura Polipropilene

Puntali Gomma Antiscivolo

DIMENSIONI

Codici					Base* 	 Portata max
DB205	84÷102 cm	2	8	2 x Ø 7 cm	A: 61/64 B: 53/57 C: 62/65	130 kg

*ingombro misurato alla regolazione più bassa e successivamente a quella più alta.
Le misure possono variare di ± 1 cm