

DB305
Deambulatore pieghevole con ruote
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2.5 Cm. Versione con 4 ruote piroettanti.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE



Fabbricante ai sensi	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31119</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>Y120606</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2961072</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.06.09.003</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>130 kg</i>
Altezza degli incrementi	<i>2,5 Cm</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Alluminio Diametro 22 mm</i>
Impugnatura	<i>Polipropilene</i>
Puntali	<i>Gomma Antiscivolo</i>

VARIANTI						
DB305S – Small				5 Regolazioni		
DB305M – Medium				5 Regolazioni		
DB305L – Large				8 Regolazioni		
DIMENSIONI						
Codici					Base* 	 Portata max
DB305S	70÷80 cm	-	-	4 x Ø 7 cm	A: 62/65 B: 55/56 C: 58/60	130 kg
DB305M	78÷88 cm			4 x Ø 7 cm	A: 63/65 B: 56/58 C: 60/61	
DB305L	84÷102 cm			4 x Ø 7 cm	A: 65/67 B: 58/60 C: 62/63	

*ingombro misurato alla regolazione più bassa e successivamente a quella più alta.
Le misure possono variare di ± 1 cm