



SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

DB330	Deambulatore pieghevole con 4 ruote
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 4 ruote, 2 piroettanti frontali, 2 posteriori con freno. Sistema autobloccante sulle ruote posteriori. Chiusura a 1 pulsante. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31119
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120606
Repertorio dei Dispositivi Medici	2961163
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.06.006
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportabile	130 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio Diametro 22 mm
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

DIMENSIONI

Codici						
DB330	86÷103 cm	-	-	4 x Ø 10.2 cm	A: 65/67 B: 54/60 C: 59/60	Portata max 130 kg

*ingombro misurato alla regolazione più bassa e successivamente a quella più alta.
Le misure possono variare di ± 1 cm