

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 01.12.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

DM500	Fonendoscopio adulti con testa anatomica
-------	--

**Destinazione d'uso**

Dispositivo meccanico per auscultazione medica.

**Caratteristiche principali**

Stetofonendoscopio ADULTI con DOPPIA TESTA RUOTANTE in alluminio anodizzato di diametro 45/31mm e di altezza 20mm. Archetto in alluminio cromato. Raccordo ruotante per le due funzioni. Tubo ad Y in PVC in un solo pezzo: diametro 5mm, lunghezza 60cm. Confezione in scatola di cartone singola.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13755
Codice di classificazione EMDN - CND	C9005
Repertorio dei Dispositivi Medici	2512096

**MATERIALI PRINCIPALI**

Testa – Archetto	Alluminio
Olive – Anello antifreddo	PVC
Tubo	PVC
Latex	Assente

**DIMENSIONI**

Diametro testa	45/31 mm
Altezza testa	20 mm
Lunghezza tubo	60 cm
Diametro tubo	5 mm

**VARIANTI**

DM500G – Tubo colore GRIGIO	DM500N – Tubo colore NERO
DM500B – Tubo colore BLU	DM500L – Tubo colore LAVANDA
DM500R – Tubo colore ROSSO	DM500S – Tubo colore ROSA
DM500V – Tubo colore VERDE	DM500W – Tubo colore BIANCO