

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 06 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

DM535	Stetofonendoscopio cardiologico in acciaio inox
--------------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo meccanico per auscultazione medica.

Caratteristiche principali

Stetofonendoscopio ADULTI a doppia testa in acciaio inox satinato di diametro 46/36mm e di altezza 23mm. Archetto biauricolare con molla assemblata all'interno del tubo. Anello antifreddo su entrambi i lati. Olive morbide a vite. Anello antifreddo. Tubo ad Y in PVC in un solo pezzo: diametro 5mm, lunghezza 60cm. Confezione in scatola di cartone singola.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13755
Codice di classificazione EMDN - CND	C9005
Repertorio dei Dispositivi Medici	2512102

MATERIALI PRINCIPALI

Testa – Archetto	Acciaio INOX
Olive	PVC
Tubo	PVC
Lattice	Latex-free

DIMENSIONI

Diametro testa	46/36 mm
Altezza testa	23 mm
Lunghezza tubo	60 cm
Diametro tubo	5 mm

VARIANTI

DM535R – Tubo colore ROSSO	DM535N – Tubo colore NERO
DM535B – Tubo colore BLU	