

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 01.12.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

DM545	Fonendoscopio adulti con testa anatomica
-------	--

**Destinazione d'uso**

Dispositivo meccanico per auscultazione medica.

**Caratteristiche principali**

Fonendoscopio ADULTI con TESTA in zinco anodizzato satinato di diametro 46mm e impugnatura anatomica alle dita. Archetto in rame con molla all'interno del tubo. Olive morbide a vite. Anello antifreddo. Tubo ad Y in PVC in un solo pezzo: diametro 5mm, lunghezza 60cm. Confezione in scatola di cartone singola.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13755
Codice di classificazione EMDN - CND	C9005
Repertorio dei Dispositivi Medici	2512108

**MATERIALI PRINCIPALI**

Testa	Zinco anodizzato
Archetto	Rame
Olive – Anello antifreddo	PVC
Tubo	PVC
Latex	Assente

**DIMENSIONI**

Diametro testa	46 mm
Lunghezza tubo	60 cm
Diametro tubo	5 mm

**VARIANTI**

DM545R – Tubo colore ROSSO	DM545N – Tubo colore NERO
DM545B – Tubo colore BLU	