

DM561 **Stetofonendoscopio tipo rappaport**
Destinazione d'uso

Dispositivo meccanico per auscultazione medica.

Caratteristiche principali

Stetofonendoscopio con tubo gemellare. Testa in alluminio di diametro 45/31 e di altezza 35, padiglioni ruotanti per le 2 funzioni. Busta per accessori con 3 campane di diverse misure, 2 olive morbide, 2 olive rigide e 2 membrane. Confezione in scatola di cartone singola.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>13755</i>
Codice di classificazione EMDN - CND	<i>C9005</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2512110</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Testa - Archetto	<i>Alluminio</i>
Olive – Anello antifreddo	<i>PVC</i>
Tubo	<i>PVC</i>
Latex	<i>Assente</i>

DIMENSIONI

Diametro testa	<i>45/31 mm</i>
Altezza testa	<i>35 mm</i>
Lunghezza tubo	<i>60 cm</i>
Diametro tubo	<i>5 mm</i>

VARIANTI

DM561R – Tubo colore ROSSO	DM561N – Tubo colore NERO
DM561B – Tubo colore BLU	